

Verwendungszweck

Die **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrolllösung kann nur mit dem **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Blutzuckermessgerät benutzt werden. Sie dient dazu sicherzustellen, dass die Teststreifen und das Gerät korrekt miteinander arbeiten. Es ist wichtig, mit Kontrolllösungen regelmäßig zu messen, um präzise Messergebnisse sicherzustellen.

Zusammenfassung und Erklärung

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kontrolllösung enthält eine definierte Menge an Glukose, die mit den **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Blutzuckerteststreifen reagiert.

Der Messvorgang mit der Kontrolllösung entspricht dem der Blutzuckermessung, außer dass Sie anstelle eines Blutropfens die Kontrolllösung benutzen. Die Kontrolllösungen liefern Werte, die innerhalb eines bestimmten Bereiches liegen, den Sie aufgedruckt auf der Teststreifendose finden.

WICHTIG

Der Referenzbereich der Kontrolllösungen kann sich mit jeder neuen Teststreifendose ändern. Achten Sie darauf, immer den Referenzbereich auf dem Etikett der verwendeten Teststreifendose zu überprüfen.

Wann soll mit Kontrolllösung gemessen werden?

- Vor dem ersten Gebrauch des neuen Gerätes.
- Bei Anbruch einer neuen Packung Teststreifen.
- Wenn Sie vermuten, dass Ihr Blutzuckermessgerät oder die Teststreifen nicht richtig arbeiten.
- Wenn die gemessenen Blutzuckerergebnisse nicht zu Ihrem Befinden passen oder wenn Sie denken, die Werte sind nicht korrekt.
- Wenn das Gerät zu Boden gefallen ist.

WICHTIG

Der auf der Teststreifendose aufgedruckte Bereich gilt nur für die Kontrolllösung. Er dient nur dazu, das einwandfreie Funktionieren des Gerätes und der Teststreifen zu überprüfen. **Es handelt sich nicht um den empfohlenen Bereich für Ihre Blutzuckerwerte.**

Chemische Zusammensetzung

Die **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrolllösung ist eine rote Lösung, die weniger als 0,3 % D-Glukose enthält. Die Lösung enthält keinerlei menschliche oder biologische Materialien.

Inhaltsstoff	Prozent
Aktiver Inhaltsstoff: D-Glukose	0,019 % - 0,25 %
Nicht reaktive Inhaltsstoffe	>99,75%

Lagerung und Handhabung

- Nur für In-vitro-Diagnostik.
- TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrolllösung nur mit dem **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Blutzuckermessgerät benutzen.
- Beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Flasche. Nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.
- Die Kontrolllösung fest verschlossen bei Raumtemperatur zwischen 2 °C – 30 °C (36 °F – 86 °F) aufbewahren. Nicht einfrieren.
- Nur innerhalb von 3 Monaten nach Öffnen der Flasche benutzen. Notieren Sie das Verfallsdatum (Datum des ersten Öffnens plus 3 Monate) auf der Kontrolllösungsflasche. Entsorgen Sie sie nach 3 Monaten.

Messvorgang

Um eine Messung mit der **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrolllösung durchzuführen, folgen Sie den Anweisungen des im Starterset beiliegenden Benutzerhandbuchs.

Präzise Ergebnisse bekommen Sie bei genauem Befolgen der Anweisungen. Unten stehende Bedingungen müssen bei der Messung mit **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrolllösung erfüllt sein:

1. Vor der Messung Gerät, Kontrolllösung und Teststreifen auf Zimmertemperatur bringen (20 °C – 25 °C / 68 °F – 77 °F).
2. Mischen Sie die Kontrolllösung vorsichtig aber gründlich durch Rollen in der Hand.
3. Verwerfen Sie den ersten Tropfen der Kontrolllösung.
4. Drücken Sie einen weiteren Tropfen aus und tragen Sie ihn auf den Teststreifen auf.
5. Wischen Sie die Spitze der Flasche ab, um sie sauber zu halten.

Erwartete Werte

Gemessen bei Raumtemperatur sollen die Testergebnisse der **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrolllösung in den Bereich fallen, der auf der Teststreifendose aufgedruckt ist.

Liegen die Ergebnisse außerhalb des auf der Teststreifendose aufgedruckten Bereichs, schauen Sie im Benutzerhandbuch unter „Fehlerbehebung“ nach und wiederholen Sie den Test. Ein Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs kann ein Hinweis sein auf:

- Einen Anwendungsfehler in der Handhabung der Blutzuckermessung
- Abgelaufene Teststreifen oder Kontrolllösung
- Ein Geräteproblem
- Kontrolllösung zu kalt oder zu warm
- Kontrolllösung nicht ausreichend gemischt

Wenn auch die Wiederholungsmessung außerhalb des Referenzbereiches liegt, arbeitet das Blutzuckermessgerät nicht korrekt. Benutzen Sie das Gerät daraufhin nicht zu einer Blutzuckermessung. Bitte kontaktieren Sie den **TESTAmed** Kundenservice zur Hilfestellung.

Bezugsquellen

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kontrolllösung erhalten Sie in Apotheken oder online unter www.testamed.de.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie unseren **TESTAmed** Kundenservice.

Unsere Verpflichtung Ihnen gegenüber

Unser Ziel ist es, Ihnen hochwertige Medizinprodukte und einen kompetenten Kundenservice zu bieten. Wenn Sie mit diesem Produkt nicht zufrieden sind oder weitere Fragen zum Umgang mit

TESTAmed Kundenservice Hotline: 0800 TREND11 (0800-87363-11)
www.testamed.de

Importeur: Trend Pharma GmbH, Binger Straße 80, 56154 Boppard-Bad Salzig, Germany
Vertrieb: Sebapharma GmbH & Co. KG, Postfach 12 20, 56136 Boppard, Germany

Kullanım Amacı

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kontrol Solüsyonu, **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** kan glüközü izleme sistemleri ile birlikte kullanım amaçlıdır. Ölçüm cihazı ve ölçüm çubuklarının birlikte düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için kullanılır. Doğru sonuçlar elde etmek için kontrol solüsyonu testlerinin düzenli yapılması önemlidir.

Özet ve Açıklama

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kontrol Solüsyonu, **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** kan glüközü ölçüm çubukları ile tepkimeye giren bilinen bir miktarda glüköz içerir.

Kontrol solüsyonu test işlemi, bir damla kan yerine TESTAmed GlucoCheck ADVANCE kontrol solüsyonu kullanmanız dışında, kan glüközü testine benzerdir. Kontrol solüsyonlarının, ölçüm çubuğu şişesi etiketine basılı beklenen bir aralıkta sonuçlar sağlaması gereklidir.

ÖNEMLİ

Kontrol aralığı her yeni ölçüm çubuğu şişesi ile değişebilir. Daima o an elinizde olan ölçüm çubuğu şişenizin etiketindeki kontrol aralığını kullanın.

Kontrol solüsyonu testi ne zaman gerçekleştirilmeli?

- Ölçüm cihazınızı ilk aldığınızda.
- Yeni bir ölçüm çubuğu şişesi kullanmaya başladığınızda.
- Ölçüm cihazının veya ölçüm çubuklarının düzgün çalışmadığından şüphe ettiğinizde.
- Kan glüközü testi sonuçlarınız kendinizi nasıl hissettiğinizle çeliştiğinde veya sonuçların doğru olmadığını düşündüğünüzde.
- Ölçüm cihazını düşürürseniz.

ÖNEMLİ

Ölçüm çubuğu şişesi üzerine basılı olan kontrol solüsyonu aralığı yalnızca kontrol solüsyonu içindir. Ölçüm cihazı ve ölçüm çubuğu performansını test etmek için kullanılır. **Kan glüközü seviyeniz için önerilen bir aralık değildir.**

Kimya

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kontrol Solüsyonu, % 0,3'ten daha az D-glüköz içeren kırmızı bir solüsyondur. Solüsyon hiçbir insandan elde edilmiş veya biyolojik malzeme içermez.

Bileşenler	Yüzde
Aktif bileşen: D-glüközü	0,019 % - 0,25 %
Tepkimesiz bileşenler	>99,75%

Saklama ve Taşıma

- Yalnızca In vitro tanılama amaçlıdır.
- TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrol Solüsyonlarını yalnızca **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** kan glüközü izleme sistemleri ile birlikte kullanın.
- Şişe üzerindeki son kullanım tarihini kontrol edin. Geçmişse kullanmayın.
- Kontrol solüsyonunu sıkıca kapatın ve 2 °C – 30 °C (36 °F – 86 °F) arasındaki oda sıcaklığında saklayın. Dondurmayın.
- Yalnızca ilk açıldıktan sonra 3 ay içinde kullanın. Kontrol solüsyonu şişesi üzerindeki atma tarihini (açılma tarihi artı 3 ay) kaydedin. 3 ay sonra atın.

Test Prosedürü

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kontrol Solüsyonu ile bir test yapmak için, sistemle birlikte gelen Kullanım Kılavuzu'ndaki talimatları izleyin.

Doğru sonuçlar talimatların dikkatle takip edilmesine bağlıdır. **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrol Solüsyonu ile test yaparken aşağıdaki teknik göstergeleri izleyin:

1. Ölçüm cihazının, kontrol solüsyonunun ve ölçüm çubuklarının test yapmadan önce oda sıcaklığına (20 °C – 25 °C / 68 °F – 77 °F) gelmesi önerilir.
2. Kontrol solüsyonunu kullanmadan önce çalkalayın.
3. Kontrol solüsyonunun sıktığınız ilk damlasını atın.
4. Bir damla daha sıkın ve ölçüm çubuğunun emici deliği ile dokununuz.
5. Dağıtıcı ucunu temiz tutmak için silin.

Beklenen Sonuçlar

Oda sıcaklığında, **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Kontrol Solüsyonu test sonuçları ölçüm çubuğu şişesi etiketinde basılı olan beklenen aralıkta olmalıdır.

Test sonuçları test çubuğu şişesi üzerine basılı beklenen aralığın dışında çıkarsa, lütfen Kullanım Kılavuzu'ndaki sorun giderme yönergelerini kontrol edin ve testi tekrarlayın. Sonuçların beklenen aralığın dışında çıkması şunları gösterebilir:

- Testi yapış şeklinizde bir hata olduğunu.
- Ölçüm çubuklarının ve kontrol solüsyonlarının son kullanma tarihinin geçtiğini.
- Ölçüm cihazında bir sorun olduğunu.
- Kontrol solüsyonunun çok sıcak veya çok soğuk olduğunu.
- Ölçüm cihazı kodunun ölçüm çubuğu şişesi üzerinde basılı olan kodla eşleşmediğini.
- Kontrol solüsyonu şişesini iyice çalkalamadığınızı.

Tekrar testin sonucu da aralık dışında çıkarsa, sistem düzgün çalışmıyor olabilir. Kan testi yapmak için sistemi kullanmayın. Sorularınız olması halinde lütfen **TESTAmed** Müşteri Hizmetlerine başvurun.

Erişim

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kontrol Solüsyonu'na eczanelerden veya internette www.testamed.de adresi üzerinden erişilebilir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen **TESTAmed** Müşteri Hizmetlerine başvurun.

SİZE OLAN BAĞLILIĞIMIZ

Hedefimiz, size kaliteli sağlık hizmeti ürünleri ve size özel müşteri hizmetleri sunmaktır. Bu üründen tam olarak memnun kalmazsanız veya herhangi bir **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** ürünü konusunda sorularınız varsa, lütfen **TESTAmed** Müşteri Hizmetleri servis yardım hattını arayın.

TESTAmed Müşteri Hizmetleri Yardım Hattı: 0800 TREND11 (0800-87363-11)
www.testamed.de

İthalatçı: Trend Pharma GmbH, Binger Straße 80, 56154 Boppard-Bad Salzig, Almanya
Dağıtım: Sebapharma GmbH & Co. KG, Postfach 12 20, 56156 Boppard, Almanya

TESTAmed[®]
DIABETES CARE

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE
**GLUCOSE
CONTROL SOLUTION**

Intended Use

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Control Solution is intended for use with blood glucose monitoring systems **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE**. It is used to check that the meter and test strips are working together properly. It is important to do control solution tests routinely to ensure getting accurate results.

Summary and Explanation

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Control Solution contains a known amount of glucose that reacts with **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** blood glucose test strips.

Operation of the control solution test is similar to blood glucose test except that you use **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** control solution instead of a drop of blood. The control solutions should provide results within an expected range printed on the test strip vial label.

IMPORTANT

The control range may change with each new vial of test strips. Always use the control range on the label of your current vial of test strips.

When should the control solution test be performed?

- When you first get your meter.
- When you begin using a new vial of test strips.
- Whenever you suspect that the meter or test strips are not working properly.
- When your blood glucose test results are inconsistent with how you feel, or when you think your results are inaccurate.
- If you drop the meter.

IMPORTANT

The control solution range printed on the test strip vial is for control solution only. It is used to test meter and test strip performance. **It is not a recommended range for your blood glucose level.**

Chemistry

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Control Solution is a red solution that contains less than 0.3 % D-glucose. The solution does not contain any human-derived or biological materials.

Ingredient	Percent
Active ingredient: D-glucose	0,019 % - 0,25 %
Inert ingredients	>99,75%

Storage and Handling

- For in vitro diagnostic use only.
- Use only **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Control Solutions with **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** blood glucose monitoring systems.
- Check the expiration date on the vial. Do not use if expired.
- Tightly close the control solution and store at room temperature between 2 °C – 30 °C (36 °F – 86 °F). Do not freeze.
- Use only for 3 months after first opening. Record the discard date (date opened plus 3 months) on the control solution vial. Discard after 3 months.

Test Procedure

To do a test with **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Control Solution, follow the instructions printed in the Owner's Manual that came with the system.

Accurate results depend upon following instructions carefully. Follow below technical pointers whenever you test with **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Control Solution:

1. It is recommended that the meter, control solution, and test strips come to room temperature (20 °C – 25 °C / 68 °F – 77 °F) before testing.
2. Shake the control solution well before using.
3. Discard the first drop of control solution you squeeze out.
4. Squeeze out another drop and touch with the absorbent hole of a test strip.
5. Wipe off the dispenser tip to keep it clean.

Expected Results

At room temperature, **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** Control Solution test results should fall within the expected range printed on the test strip vial label.

If test results fall outside the expected range printed on the test strip vial, please check the troubleshooting guide in Owner's Manual and repeat the test. Results that fall outside the expected range may indicate:

- An error in the way you are doing the test.
- Expired test strips and control solutions.
- A problem with the meter.
- Control solution that is too warm or too cool.
- Failure to shake the control solution vial vigorously.

If the repeat result is still outside the range, the system may not be working properly. Do not use the system to test your blood. Please contact the **TESTAmed** Customer Service, if you have any questions.

Availability

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Control Solution is available in pharmacies or via Internet: www.testamed.de
For further information please contact the **TESTAmed** Customer Service.


OUR COMMITMENT TO YOU

Our goal is to provide you with quality healthcare products and dedicated customer service. If you are not fully satisfied with this product, or if you have questions about the use of any **TESTAmed GlucoCheck ADVANCE** product, please contact the **TESTAmed** Customer Service Hotline For service.

TESTAmed Customer Service Hotline: 0800 TREND11 (0800-87363-11)
www.testamed.de

Importer: Trend Pharma GmbH, Binger Straße 80, 56154 Boppard-Bad Salzig, Germany
Distributor: Sebapharma GmbH & Co. KG, P.O. Box 12 20, 56156 Boppard, Germany

 ForaCare Suisse AG
Neugasse 55, 9000 St. Gallen, Switzerland
www.foracare.ch

 MedNet EC-REP CmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

 Zur Selbstkontrolle.
Kendi kendine test icindir.
For self-testing.
  

313-000000-278